

Anticorps Polyclonal Anti-Asap2 Pour Wb - O43150

Numéro d'article: CM0022113

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ASAP2 humaine (DDEF2/PAG3). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée souris. Idéal pour la recherche sur le trafic vésiculaire et les études de migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ASAP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAP; PAG3; AMAP2; DDEF2; SHAG1; CENTB3; Pap-alpha; ASAP2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8853
ID de Gène	8853
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de l'ASAP2 humaine (NP_001128663)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	O43150
Poids Moléculaire	112kDa
Expédition	Sac de glace