

Anticorps Polyclonal Anti-Asb13 Pour Wb, Elisa - Q8Wxk3

Numéro d'article: CM0015121

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ASB13 humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. L'ASB13 est un composant de reconnaissance des substrats d'une ligase E3 de l'ubiquitine de type SCF, intervenant dans la dégradation des protéines. Idéal pour les recherches sur l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASB13 pAb de lapin
Remarques/Alias	ASB13
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	79754
ID du gène	79754
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 278 de l'ASB13 humaine (NP_078977.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8WXX3
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace