

Anticorps Polyclonal Anti-Asb17 Pour Wb, Elisa - Q8Vhp9

Numéro d'article: CM0021669

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ASB17 (protéine 17 à répétitions d'ankyrine et boîte SOCS). Convient pour WB et ELISA. Réagit avec les espèces humaine et rat. Poids moléculaire de la protéine d'environ 34 kDa. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASB17 Rabbit pAb
Remarques/Alias	4933436018Rik ; ASB17
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	66772
GeneID	66772
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 78-177 de l'ASB17 de souris (NP_080034.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q8VHP9
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace