

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asb2 Pour Wb Et Elisa - Q96Q27

Numéro d'article: CM0022811

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ASB2 humaine, validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'homme et le rat. Idéal pour l'étude de la dégradation médiée par l'ubiquitine dans la recherche cardiaque et hématopoïétique. SWISS : Q96Q27.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASB-2 ; ASB2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51676
Identifiant du gène	51676
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 448-587 de l'ASB2 humaine (NP_057234.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96Q27
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace