

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asb3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y575

Numéro d'article: CM0023040

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ASB3 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'ASB3 humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ASB3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ASB-3; ASB3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	51130
GenelD	51130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-145 de l'ASB3 humain (NP_057199.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y575
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace