

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ascc1 Pour Wb, Elisa - Q8N9N2

Numéro d'article: CM0024522



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ASCC1 humain (sous-unité p50 du complexe ASC-1). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ASCC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	p50 ; CGI-18 ; SMABF2 ; ASC1p50 ; ASCC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51008
GeneID	51008
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'ASCC1 humain (NP_001185727.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N9N2
Poids Moléculaire Protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace