

Anticorps Polyclonal Anti-Ascc2 Pour Wb, Elisa - Q9H1I8

Numéro d'article: CM0013786



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ASCC2 humain, validé pour WB et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient aux recherches sur la réparation de l'ADN et le contrôle qualité des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASCC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p100 ; ASC1p100 ; ASCC2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84164
GeneID	84164
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 488-757 de l'ASCC2 humain (NP_115580.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H1I8
Poids moléculaire	86 kDa
Expédition	Sac de glace