

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ascl4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Xd76

Numéro d'article: CM0006492

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ASCL4 de haute qualité pour WB, IF/ICC et ELISA. Spécifique de l'ASCL4 humain, un facteur de transcription impliqué dans le développement de la peau. Convient pour la recherche en dermatologie et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASCL4 mAb de lapin
Remarques/Alias	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
Espèce	Humain
GeneID	121549 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'ASCL4 humain (NP_982260.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6XD76
Poids moléculaire	19kDa
Expédition	Sac de glace