

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ascl4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Xd76

Numéro d'article: CM0016351

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ASCL4 humaine (bHLHa44), validé pour Western blot, IHC-P et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur le développement cutané et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASCL4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	121549
GeneID	121549
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 70 de l'ASCL4 humaine (NP_982260.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6XD76
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace