


Anticorps Monoclonal Anti-Asct2/Slc1A5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15758

Numéro d'article: CM0006849



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ASCT2/SLC1A5 humain (Transporteur d'acides aminés neutres B(0)), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de la glutamine, le transport de la D-sérine et l'entrée rétrovirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ASCT2/SLC1A5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; ASCT2/SLC1A5
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6510
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 483-541 de l'ASCT2/SLC1A5 humain (NP_005619.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q15758
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace