


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Asc/Tms1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULz3

Numéro d'article: CM0007471



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ASC/TMS1 humain (PYCARD) pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adaptateur clé dans l'apoptose et la signalisation de l'inflammasome. Convient aux études en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ASC/TMS1 mAb Lapin
Remarques/Alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	29108
ID de Gène	29108
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 4-110 de l'ASC/TMS1 humain (NP_037390.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9ULZ3
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace