


Anticorps Polyclonal Anti-Asgr1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07306

Numéro d'article: CM0027591



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ASGR1 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. L'ASGR1 est une lectine spécifique des hépatocytes qui médie la clairance des glycoprotéines, l'élimination des plaquettes et l'entrée du SARS-CoV-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASGR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	432
GeneID	432
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de l'ASGR1 humain (NP_001662.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07306
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace