


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asgr1 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P07306

Numéro d'article: CM0014510



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ASGR1 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier l'endocytose et l'entrée du SARS-CoV-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ASGR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HL-1 ; ASGPR ; ASGPR1 ; CLEC4H1 ; ASGR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	432
GeneID	432
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 62-291 de l'ASGR1 humain (NP_001662.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07306
Poids Moléculaire Protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace