

Anticorps Polyclonal Anti-Asgr2 Pour Wb, Elisa - P07307

Numéro d'article: CM0018299



Introduction

L'anticorps polyclonal anti-ASGR2 de CamelBio (lapin) détecte l'ASGR2 humain, réagit de manière croisée avec la souris et le rat, et est validé pour le WB et l'ELISA. Idéal pour l'étude de l'endocytose des asialoglycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASGR2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	433
GeneID	433
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 131-287 de l'ASGR2 humain (NP_550435.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P07307
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace