


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Asgr2 Pour Wb, If-P, Elisa - P07307

Numéro d'article: CM0009915



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ASGR2 validé pour WB, IF-P, ELISA. Cible l'asialoglycoprotéine récepteur 2 humaine (HL-2, CLEC4H2), une lectine hépatique qui médie l'endocytose des glycoprotéines désialylées. Pour utilisation dans la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASGR2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	433
GeneID	433
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-311 de l'ASGR2 humain (NP_550435.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07307
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace