

Anticorps Monoclonal Anti-Ash2L Pour Wb, Ihc, If, Elisa - Q9Ubl3

Numéro d'article: CM0010668



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'ASH2L humain (ASH2, Bre2). Reconnaît l'humain, la souris et le rat. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, IF-P et ELISA. UniProt Q9UBL3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ASH2L Lapin mAb
Remarques/Alias	ASH2, Bre2, ASH2L1, ASH2L2, ASH2L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9070
GeneID	9070
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 529-628 de l'ASH2L humain (Q9UBL3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBL3
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace