


Anticorps Polyclonal Anti-Asl Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04424

Numéro d'article: CM0025272



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ASL humain (argininosuccinate lyase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle de l'urée et le métabolisme de l'arginine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASL Rabbit pAb
Remarques/Alias	ASAL ; ASL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	435
GeneID	435
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 289-464 de l'ASL humain (NP_000039.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04424
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace