

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asmt Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46597

Numéro d'article: CM0027805



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ASMT validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Cible l'acétylsérotinine O-méthyltransférase, une enzyme clé dans la biosynthèse de la mélatonine. Idéal pour la recherche sur la glande pinéale et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASMT Lapin pAb
Remarques/Alias	ASMTY; HIOMT; HIOMTY; ASMT
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	438
ID du gène	438
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-298 de l'ASMT humain (NP_001164510.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46597
Poids protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace