

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asna1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43681

Numéro d'article: CM0029443



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ASNA1 humain (GET3/TRC40), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude du transport des protéines à ancrage C-terminal (tail-anchored) et des voies du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-ASNA1
Remarques/Alias	ARSA1; ASNA1; CMD2H; TRC40; ARSA-I; ASNA-I
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	439
GeneID	439
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-348 de l'ASNA1 humain (NP_004308.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43681
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace