


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Asns Pour Wb, Elisa - P08243

Numéro d'article: CM0002823



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ASNS validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible l'asparagine synthétase (P08243), une ligase dépendante de la glutamine essentielle pour la biosynthèse de l'asparagine et le contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASNS Rabbit mAb
Remarques/Alias	TS11 ; ASNSD ; ASNS
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	440
Identifiant du gène	440
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 450-550 de l'ASNS humain (P08243).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P08243
Poids moléculaire de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace