

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asns Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08243

Numéro d'article: CM0026251



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ASNS de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la biosynthèse de l'asparagine et le contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ASNS Rabbit pAb
Remarques/Alias	TS11 ; ASNSD ; ASNS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	440
GeneID	440
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 212-561 de l'ASNS humain (NP_001664.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08243
Poids protéique	64 kDa
Expédition	Sac de glace