

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aspa Pour Wb, If/Icc, Elisa - P45381

Numéro d'article: CM0026158



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'aspartoacylase (ASPA) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Convient à l'étude du métabolisme du N-acétylaspartate, du maintien de la substance blanche et de la maladie de Canavan.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASPA Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASP; ACY2; ASPA
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	443
GeneID	443
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-313 de l'ASPA humaine (NP_001121557.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P45381
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace