


Anticorps Polyclonal Anti-Asph Pour If/Icc, Elisa - Q12797

Numéro d'article: CM0030970



Introduction

Ce anticorps polyclonal de lapin reconnaît l'ASPH humaine, également connue sous le nom d'aspartate bêta-hydroxylase. Il convient pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et le dosage immuno-enzymatique par adsorption (ELISA), soutenant la recherche sur la signalisation calcique et les modifications post-traductionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASPH Lapin pAb
Remarques/Alias	AAH; BAH; HAAH; JCTN; FDLAB; junctine; CASQ2BP1; ASPH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	444
GeneID	444
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 81-270 de l'ASPH humaine (NP_001158227.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12797
Poids moléculaire	86kDa
Expédition	Sac de glace