


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aspscr1 (Tug) Pour Wb, If/Icc, Ip - Q9Bze9

Numéro d'article: CM0031001



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ASPSCR1 (TUG) pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le trafic du GLUT4 et la signalisation de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TUG/ASPSCR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TUG; ASPL; ASP5; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPSCR1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	79058
GenelD	79058
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 284-553 du TUG/ASPSCR1 humain (NP_076988.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZE9
Poids moléculaire	60kDa
Expédition	Sac de glace