


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ass1 Pour Wb, If-P, Elisa - P00966

Numéro d'article: CM0010943



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité de lapin anti-ASS1 pour les applications WB, IF-P et ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'ASS1 humaine, murine et de rat ; contribue aux études du cycle de l'urée et du métabolisme de l'arginine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb ASS1 de lapin
Remarques/Alias	ASS ; CTLN1 ; ASS1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	445
ID du gène	445
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de l'ASS1 humaine (P00966).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P00966
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace