

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Asun/Ints13 Pour Wb Et Elisa - Q9Nvm9

Numéro d'article: CM0007394



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ASUN/INTS13 (sous-unité 13 du complexe Integrator), validé pour la WB et l'ELISA. Reconnaît l'ASUN/INTS13 humain, un composant clé du complexe Integrator impliqué dans la terminaison de la transcription et la régulation du cycle cellulaire. Idéal pour les applications diagnostiques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASUN/INTS13 mAb de lapin
Remarques/Alias	ASUN ; GCT1 ; NET48 ; Mat89Bb ; SPATA30 ; C12orf11 ; ASUN/INTS13
Espèce	Homme
GeneID (humain)	55726
GeneID	55726
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200 à 300 de l'ASUN/INTS13 humain. (NP_060634.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme
SWISS	Q9NVM9
Poids de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac réfrigérant