


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asymétrique Diméthyl-Histone H3-R17 (Q16695/P68431) Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000282



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H3 asymétriquement diméthylée à l'arginine 17 (H3R17me2a). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat ; large réactivité croisée prédite. Composant central du nucléosome essentiel à la régulation épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Asymétrique DiMéthyl-Histone H3-R17
Remarques/Alias	H3/j ; H3C1 ; H3C2 ; H3C3 ; H3C4 ; H3C6 ; H3C7 ; H3C8 ; H3Fj ; H3C10 ; H3C11 ; HIST1H3j ; Histone H3 Asymétriquement DiMéthylée-R17
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 1-100 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace