

Anticorps Monoclonal Anti-At1R/Agtr1 Pour Wb, Elisa - P30556

Numéro d'article: CM0010071



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'AT1R/AGTR1 humain, adapté au Western blot et à l'ELISA. Détecte le récepteur de type 1 de l'angiotensine II, un RCPG impliqué dans la régulation de la pression artérielle et l'entrée virale. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-AT1R/AGTR1
Remarques/Synonymes	AT1 ; AG2S ; AT1B ; AT1R ; ATR1 ; AT1AR ; AT1BR ; AT2R1 ; HAT1R ; AGTR1B ; AT1R/AGTR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	185
GeneID	185
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'AT1R/AGTR1 humain (P30556).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30556
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace