


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-At1R/Agtr1 Pour Wb, Elisa - P30556

Numéro d'article: CM0017152



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AT1R/AGTR1 humain, adapté au western blot et à l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Reconnaît le récepteur de l'angiotensine II de type 1, un régulateur clé de la pression artérielle. ~41 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AT1R/AGTR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	185
Identifiant du gène	185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 294-388 de l'AT1R/AGTR1 humain (NP_114438.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30556
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace