

Anticorps Polyclonal Anti-Atad3A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvi7

Numéro d'article: CM0029582

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATAD3A humaine, adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA. Validé pour les études de biologie mitochondriale, incluant l'organisation du réseau et le métabolisme. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATAD3A pAb de lapin
Remarques / Alias	ATAD3A; HAYOS; famille ATPase; ATAD3A/B
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	55210
Identifiant de gène	55210
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de l'ATAD3A humaine (NP_001164006.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NVI7
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace