

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atad3A/Atad3B Pour Wb, If/Icc Et Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Numéro d'article: CM0021642

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ATAD3A et ATAD3B, validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche mitochondriale et les études du métabolisme cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATAD3A/ATAD3B Lapin pAb
Remarques/Alias	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3A/ATAD3B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	55210/83858
GenelD	55210/83858
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
Poids de la protéine	71/73kDa
Expédition	Sac de glace