

Anticorps Monoclonal Anti-Atad3A/B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Numéro d'article: CM0006637

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant ATAD3A/B, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour l'organisation du réseau mitochondrial et le métabolisme ; surexprimé dans les adénocarcinomes pulmonaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATAD3A/B Lapin mAb
Remarques/Alias	ATAD3A; HAYOS; Famille des ATPases; ATAD3A/B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55210/83858
GeneID	55210/83858
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de l'ATAD3A/B humaine. (NP_060658.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
Poids moléculaire	57kDa/66kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace