

Anticorps Polyclonal Anti-Atad3B Pour Wb, Elisa - Q5T9A4

Numéro d'article: CM0026639

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATAD3B humain, validé pour Western blot et ELISA. Cet anticorps détecte une protéine de 73 kDa de la membrane interne mitochondriale impliquée dans la biologie des cellules souches et du cancer, idéal pour la recherche sur le réseau mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATAD3B pAb de lapin
Remarques/Alias	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83858
GeneID	83858
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de l'ATAD3B humain (NP_114127.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5T9A4
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace