

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ataxine-3 (Atxn3) Pour Wb Et Elisa - P54252

Numéro d'article: CM0006632



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Ataxine-3 (ATXN3), validé pour le Western Blotting (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la neurodégénérescence, l'homéostasie protéique et la déubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ataxine-3 (ATXN3) Rabbit mAb
Remarques / Alias	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4287
GeneID	4287
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190 à 361 de l'Ataxine-3 (ATXN3) humaine (NP_004984.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P54252
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace