

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ataxin-3 (Atxn3) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P54252

Numéro d'article: CM0014644



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Ataxin-3 humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec ATXN3 humaine et souris, ciblant les acides aminés 1-361. Idéal pour les études sur la neurodégénérescence, l'autophagie et l'homéostasie des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ataxin-3 (ATXN3) Lapin pAb
Remarques/Alias	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
Espèce	Humain
ID de gène	4287
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-361 de l'Ataxin-3 humaine (ATXN3) (NP_004984.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P54252
Poids moléculaire	41kDa
Expédition	Sac de glace