


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ataxine-3 (Atxn3) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54252

Numéro d'article: CM0013674



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Ataxine-3 (ATXN3) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la maladie de Machado-Joseph et des voies de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ataxine-3 (ATXN3) pAb de lapin
Remarques/Alias	AT3 ; JOS ; MJD ; ATX3 ; MJD1 ; SCA3 ; Ataxine-3 (ATXN3)
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4287
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-361 de l'Ataxine-3 humaine (ATXN3) (NP_004984.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54252
Poids protéique	41 kDa
Livraison	Sac de glace