

Anticorps Polyclonal Anti-Atf2 [Validé Ko] Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Numéro d'article: CM0022025



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre ATF2 (CREB2, HB16). Convient pour WB, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de l'apoptose et des voies de réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] ATF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; F2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1386
GeneID	1386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-190 d'ATF2 (NP_001871.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15336
Poids Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace