

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atf2 Pour Wb, Ihc-P - P15336

Numéro d'article: CM0015577



Introduction

Anticorps ATF2 de lapin polyclonal de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la protéine ATF2 humaine, de souris, de rat (~55kDa). Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATF2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HB16 ; CREB2 ; TREB7 ; CREB-2 ; CRE-BP1 ; ATF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1386
GeneID	1386
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de l'ATF2 humain (NP_001871.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15336
Poids moléculaire de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace