

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Atf3 Pour Wb - P18847

Numéro d'article: CM0012090

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ATF3 validé pour WB, IP, ChIP, ELISA. Cible l'ATF3 humain (ID de gène 467), réagit croisé avec la souris. Immunogène recombinant (aa 1-77). Idéal pour la recherche sur la transcription et le stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] ATF3 mAb Lapin
Remarques/Alias	ATF3
Espèce	Humain
GenelD (humain)	467
GenelD	467
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-77 de l'ATF3 humaine (NP_001665.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ChIP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P18847
Poids Protéique	12-21 kDa
Expédition	Sac de glace