

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atf3 Pour Wb Et Elisa - P18847

Numéro d'article: CM0019411

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATF3, validé pour la WB et l'ELISA, réagit avec l'ATF3 humain, murin et de rat. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle et la réponse au stress. P18847.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | ATF3 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques / Alias                | ATF3                                                                                                                          |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                        |
| ID du gène (humain)              | 467                                                                                                                           |
| ID du gène                       | 467                                                                                                                           |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 181 de l'ATF3 humain (NP_001665.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée               | Humain, souris, rat                                                                                                           |
| SWISS                            | P18847                                                                                                                        |
| Poids moléculaire de la protéine | 21 kDa                                                                                                                        |
| Expédition                       | Pain de glace                                                                                                                 |