

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atf3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18847

Numéro d'article: CM0017091

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique d'ATF3, validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Convient à l'étude de la régulation transcriptionnelle induite par le stress. Réagit également avec les protéines humaines et murines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATF3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATF3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	467
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 181 de l'ATF3 humain (NP_001665.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P18847
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace