


Anticorps Polyclonal Anti-Atf4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18848

Numéro d'article: CM0014132



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATF4 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur la réponse intégrée au stress, le stress du RE et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATF4 pAb de lapin
Remarques/Synonymes	CREB2 ; TXREB ; CREB-2 ; TAXREB67 ; ATF4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	468
GeneID	468
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P18848
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace