


Anticorps Pab De Lapin Anti-Atf4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18848

Numéro d'article: CM0019521



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATF4 humain (CREB2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. ATF4 est un facteur de transcription clé de la réponse au stress cellulaire et du métabolisme. Idéal pour les recherches sur le stress du RE, le stress oxydatif et le développement osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb ATF4 de lapin
Remarques/Alias	CREB2 ; TXREB ; CREB-2 ; TAXREB67 ; ATF4
Espèce	Humain
GenelD (humain)	468
GenelD	468
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260 à 351 de l'ATF4 humain (NP_001666.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P18848
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace