

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atf5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc Et Elisa - Q9Y2D1

Numéro d'article: CM0021088

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATF5 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte une bande d'environ 31 kDa en immunobuvardage de type Western. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Convient à la recherche sur la régulation de la transcription et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ATF5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ATFX; HMFN0395; ATF5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	22809
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-282 de l'ATF5 humain (NP_036200.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2D1
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac isotherme