

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atf6 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa - P18850

Numéro d'article: CM0010109

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin hautement spécifique ciblant l'ATF6 humain, validé pour WB, IHC-P, IP, ChIP et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur l'UPR et le stress du réticulum endoplasmique (RE).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ATF6
Remarques/Alias	ACHM7; ATF6A; ATF6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	22926
ID de gène	22926
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P18850
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace