

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atf7 Pour Wb, Elisa - P17544

Numéro d'article: CM0026486

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATF7 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. L'ATF7 est un régulateur chromatinien sensible au stress impliqué dans l'immunité innée, la différenciation des adipocytes et le maintien des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATF7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATFA ; ATF7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11016
GeneID	11016
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17544
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace