


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atf7Ip Pour Wb, Elisa - Q6VmQ6

Numéro d'article: CM0016944



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATF7IP humain, validé pour le WB et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Utile pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, du remodelage de la chromatine et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATF7IP Rabbit pAb
Remarques / Alias	AM; MCAF; p621; MCAF1; ATF-IP; ATF7IP1; ATF7IP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55729
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 525-725 de l'ATF7IP humain (NP_060649.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6VMQ6
Poids de la protéine	136 kDa
Expédition	Sachet de glace