

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Atg10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0Y0

Numéro d'article: CM0008394

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'ATG10 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'ATG10 humain et de souris, idéal pour la recherche sur l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATG10 Lapin mAb
Remarques/Alias	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
Espèce	Humain
GenelD (humain)	83734
GenelD	83734
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 121-220 de l'ATG10 humaine (Q9H0Y0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H0Y0
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace