

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atg10 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0Y0

Numéro d'article: CM0027322

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ATG10, une enzyme de type E2 qui catalyse la conjugaison ATG12-ATG5 au cours de l'autophagie. Convient pour WB, IHC-P et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Immunogène : peptide synthétique situé entre les acides aminés 120 et 220.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83734
GeneID	83734
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 120-220 de l'ATG10 humain (NP_113670.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0Y0
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace