

Anticorps Polyclonal Anti-Atg12 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O94817

Numéro d'article: CM0014212



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ATG12 humain (protéine 12 liée à l'autophagie). Adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et l'interaction hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Espèce	Humain
GeneID	9140
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ATG12 humain (NP_004698.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O94817
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace